

Produkt- katalog



TePe®

Innehåll

Små produkter som ger stora leenden 3

Förebyggande munvård 4

Hållbarhet 5

Interdental rengöring 6

Tandborstar och tandkräm 14

Torr mun 24

Specialborstar 28

Friska leenden 32

Utbildning 38

Profiltryck 41

Marknadsmaterial 42



Några av produkterna har symboler som förklarar användningsområden och tillgängliga förpackningar. Referensguide för symboler:

Användningsområden:



Grundläggande munvård för de med frisk mun.



Lämplig för små barn och/eller juniorer.



Lämplig för personer med tandställning.



Lämplig för personer med implantat.



Lämplig för personer med gingivit/parodontit.

Förpackningar:



Flowpack



Blister



Påse



Kartongförpackning



Låda



Tub



Flaska

Referenser:

1. Växthusgasutsläppen beräknas i entighet med GHG-protokollet, ISO 14040 och ISO 14044.

2. TePe köper 100 % råmaterial till tandborst- och mellanrumsborstskäft, samt till tandtråden, tungskrapan, reseetuiet, hylsan och Extra Grip, från antingen förnybara råvaror eller certifierade förnybara källor via massbalansmetoden, den senare oberoende certifierad av International Sustainability and Carbon

Certificate PLUS (ISCC PLUS).

3. Furness S, et al. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD008934.

4. Huvudsakliga undersökningsresultat från de personer som ingår i gruppen som säger att muntorrhet påverkar deras dagliga liv (13 %). TePe – Mouth Dryness in UK, enkätstudie med webbpanel med 1 000 respondenter, Transvector, april 2023.

Små produkter som ger stora leenden

Det är ofta de små sakerna i livet som gör det meningsfullt, som att börja dagen med att dela ett leende med en vän, en kollega eller en främling. Detsamma gäller vår munhälsa – några minuters tandborstning och rengöring mellan tänderna kan påverka vår allmänna hälsa och vårt välbefinnande positivt.

En liten insats kan göra stor skillnad.

Kort sagt, att ta hand om sin mun innebär att ta hand om sin hälsa. Därför fortsätter vi att innovera, utbilda och erbjuda ett brett sortiment av produkter för bättre munhälsa.

TePe grundades 1965 och har sedan dess fortsatt hitta smarta lösningar. I denna katalog hittar du de små saker som vi erbjuder för att människor ska kunna leva hälsosammare liv med friska leenden.



Förebyggande munvård börjar med goda rutiner

Du har säkert hört oss tala om förebyggande munvård, också kallat prevention. Det beror på att det verkligen är viktigt för oss. Att ta hand om tänderna och tandköttet är, som ni vet, mer än bara en rutin för att känna sig fräsch i munnen. Munvård är viktigt för att förebygga vanliga problem som karies och tandköttssjukdomar. Med andra ord kan tandborstning, användning av

tandtråd och munskölj minska risken för dyra behandlingar i framtiden. Tillsammans med dentalprofessionen jobbar TePe aktivt med att sprida denna kunskap. Och våra produkter är designade för att göra de dagliga munvårdsrutinerna enkla, effektiva och glädjefulla. Att investera lite i munhälsan idag kan bidra till en hälsosammare morgondag.

1.



Utbildning om förebyggande munvård (prevention)

TePe jobbar för att öka medvetenheten om de positiva effekterna av prevention, för att ...


- minska utvecklingen av orala sjukdomar
- minska risken för återfall i orala sjukdomar
- minska förekomsten av eller bibehålla nivån på orala sjukdomar.

2.

Ökad kunskap förbättrar hälsan

Förebyggande munvård leder till friskare munnar och stödjer allmänhälsan genom ...

- funktionellt välbefinnande
- psykologiskt och socialt välbefinnande
- att man slipper obehag eller smärta.



3.



En bra hälsa är bra för planeten

God allmän- och munhälsa har en positiv inverkan på miljön eftersom det kan bidra till ...

- minskad resursanvändning
- mindre mängder genererat avfall
- minskade utsläpp.

Hållbarhet – en hälsosam väg framåt

Att ta hand om tänderna är bra för ditt leende, men visste du att det också kan bidra till att göra vår planet mer hälsosam? Friska tänder kan innebära en lägre miljöpåverkan, eftersom behovet av behandlingar och utsläpp i samband med lagningar minskar.

Och hur är det med våra produkter och vår produktion? I Sverige tillverkas alla våra produkter med 100 % förnybar energi, stöttade av vår egen solcellsanläggning. Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut fossilbaserad plast till förmån för förnybara alternativ.^{1,2} Hållbarhet uppnås stegvis, där varje handling räknas – stor som liten. Det är vad vi kallar en hälsosam väg framåt. Här kan du läsa om några av våra milstolpar.

Detta är början på vår hållbarhetsresa. TePe grundades med lanseringen av den triangulära tandsticken i trä, som är tillverkad av svenskt trä och utvecklad i samarbete med Tandvårdshögskolan i Malmö, Sverige.

1965




1993

TePe börjar använda vattenkraft. Produktionsanläggningen drivs nu av 100% förnybar energi.

Innovation för förebyggande munvård – TePe interdentalborste lanseras.



2016




2019



Solpaneler installeras för att förse produktionen med förnybar energi.

2018



Börjar fasa ut fossilbaserade material. Introducerar en livscykelanalys för inköpta material för egenproducerade produkter och förpackningar.



TePes tvärfunktionella hållbarhetsteam etableras.

Honungsbin finner ett nytt hem på vårt tak.

2020

2022

Från och med nu är alla skaft till TePes tandborstar och interdentalborstar tillverkade av förnybara eller massbalanserade material.



2021

Kopplar 7 av de globala FN-målen till vår strategi.



2030

Bidra till 25 miljoner friska leenden.



2023

Vi lanserar en tandborste med träskaft och utbytbara borsthuvuden samt tandtråd tillverkad av återvunna vattenflaskor.



2024

Kartläggning av växthusgaser i områdena 1, 2 och 3.



2025

Alla förpackningar ska nu bestå av 100 % förnybara, återvunna eller FSC-certifierade material.




Interdental rengöring

Ett särskilt fokus på interdentalrengöring får mellanrummen att glänsa lite mer och är viktigt för att behålla ett friskt leende. Vi erbjuder flera olika produkter för interdental rengöring som passar olika typer av mellanrum.

Rekommendera rätt produkt

Om mellanrummen mellan tänderna är tillräckligt stora är en interdentalborste det perfekta verktyget. Interdentalborsten kan effektivt nå och rengöra hela utrymmet mella tänderna, inklusive de konkava ytor som man ibland missar med tandtråd.

Om tänderna sitter tätt eller om tandköttet helt fyller mellanrummet mellan tänderna är tandtråd eller EasyPick ofta tillräckligt för att rengöra.






TePe® Interdentalborste Original

Studier visar att interdentalborstar är det effektivaste sättet att ta bort plack mellan tänderna. Vi har utvecklat våra borstar i nära samarbete med tandvården för att säkerställa bästa funktion, komfort och kvalitet. Vi erbjuder 9 färgkodade ISO-standardiserade storlekar, så det finns en storlek för alla typer av mellanrum – stora som små. Genom att matcha mellanrummen med rätt färg blir det enklare att komma ihåg vilken storlek man behöver. Skaften på våra interdentalborstar är tillverkade av förnybara material genom massbalansmetoden.²

Borststråna täcker hela metalltråden för säker och skonsam rengöring.

Plastöverdragen metalltråd och rundad tipp för säkerhet och komfort.




Plasthylsan kan användas som hygieniskt skydd för borsten eller som skaftförlängare.



De mindre borstarna (0–3) har en flexibel tipp för ökad hållbarhet och åtkomlighet.

De större borstarna har en tjockare, böjbar borstdel.



Ergonomiskt skaft med stabilt grepp.



Borstarna är användarvänliga tack vare de färgkodade storlekarna.



TePe® Interdentalborstar Original finns också tillgängliga i mixpack.




112 299




TePe® Interdentalborste Original


Färg: Rosa
 ISO-storlek: 0
 PHD-storlek: 0,6 mm
 Diameter metalltråd: 0,4 mm




Färg: Orange
 ISO-storlek: 1
 PHD-storlek: 0,7 mm
 Diameter metalltråd: 0,45 mm




Färg: Röd
 ISO-storlek: 2
 PHD-storlek: 0,9 mm
 Diameter metalltråd: 0,5 mm




Färg: Blå
 ISO-storlek: 3
 PHD-storlek: 1,1 mm
 Diameter metalltråd: 0,6 mm




Färg: Gul
 ISO-storlek: 4
 PHD-storlek: 1,3 mm
 Diameter metalltråd: 0,7 mm




Färg: Grön
 ISO-storlek: 5
 PHD-storlek: 1,6 mm
 Diameter metalltråd: 0,8 mm




Färg: Lila
 ISO-storlek: 6
 PHD-storlek: 2,0 mm
 Diameter metalltråd: 1,1 mm



Färg: Grå
 ISO-storlek: 7
 PHD-storlek: 2,6 mm
 Diameter metalltråd: 1,3 mm



Färg: Svart
 ISO-storlek: 8
 PHD-storlek: 3,4 mm
 Diameter metalltråd: 1,5 mm




TePe® Interdentalborstar Extra Soft


- Extra mjuka strån för skonsam och säker rengöring.
- 6 storlekar, samtliga med plastöverdragen metalltråd.
- För dem med känsliga tänder, känsligt tandkött, muntorrhet eller efter operation*.




Färg: Orange
ISO-storlek: 1
PHD-storlek: 0,7 mm
Diameter metalltråd: 0,45 mm




Färg: Röd
ISO-storlek: 2
PHD-storlek: 0,9 mm
Diameter metalltråd: 0,5 mm




Färg: Blå
ISO-storlek: 3
PHD-storlek: 1,1 mm
Diameter metalltråd: 0,6 mm




Färg: Gul
ISO-storlek: 4
PHD-storlek: 1,3 mm
Diameter metalltråd: 0,7 mm



Färg: Grön
ISO-storlek: 5
PHD-storlek: 1,6 mm
Diameter metalltråd: 0,8 mm



Färg: Lila
ISO-storlek: 6
PHD-storlek: 2,0 mm
Diameter metalltråd: 1,1 mm



*Rådfråga alltid tandvårdspersonal om postoperativ borstning.




122 699



122 299


TePe Interdentalborste Extra Soft finns också i mixpack.

Färg: Rosa
ISO-storlek: 0
PHD-storlek: 0,6 mm
Diameter metalltråd: 0,4 mm




154 610 154 410

Färg: Röd
ISO-storlek: 2
PHD-storlek: 0,9 mm
Diameter metalltråd: 0,5 mm




154 630 154 430

Färg: Gul
ISO-storlek: 4
PHD-storlek: 1,3 mm
Diameter metalltråd: 0,7 mm




154 650 154 450

Färg: Orange
ISO-storlek: 1
PHD-storlek: 0,7 mm
Diameter metalltråd: 0,45 mm




154 620 154 420

Färg: Blå
ISO-storlek: 3
PHD-storlek: 1,1 mm
Diameter metalltråd: 0,6 mm



154 640 154 440

Färg: Grön
ISO-storlek: 5
PHD-storlek: 1,6 mm
Diameter metalltråd: 0,8 mm



154 660 154 460

- Plastöverdragen metalltråd för säker användning.
- Långt, platt skaft gör borsten lätthanterlig.
- Vinklat borsthuvud för optimal åtkomlighet, särskilt mellan de bakre tänderna.



154 699

TePe Angle finns också tillgänglig i mixpack.



TePe EasyPick™ – ett enkelt och effektivt sätt att göra rent mellan tänderna

Denna mjuka tandpetare av silikon tar effektivt bort plack och irriterande matrester för att hålla dina tänder och ditt tandkött friska och rena. Den är flexibel och bekväm att använda, även vid tandställning, implantat eller kronor.



Unik design för en skonsam och effektiv rengöring.

Rundad spets för bekväm användning.

Unika silikonlameller ökar kontaktytan mot tänderna för effektiv rengöring.


Överlappande koniska storlekar för att passa mellanrum av olika storlek.

Ett praktiskt fodral medföljer TePe EasyPick™ – för enkel rengöring när du är på språng.




TePe EasyPick™

Denna produkt är ett bra val för friska munnar, vid gingivit och som ett alternativ att ha med dig när du är på språng.



Färg: Orange

Storlek: Extra Small/Small





Färg: Blå

Storlek: Medium/Large




Färg: Lila

Storlek: Extra Large




TePe Mini Flosser™

- Förladdad tandtrådsbygel för enkel och effektiv rengöring i trånga mellanrum.
- Slitstark och smal tandtråd.
- Bitplatta för att enkelt och säkert föra ner tandtråden mellan tänderna.
- Skaft av förnybara material genom mass-balansmetoden.²



Bit lätt på bitplattan för att föra in tråden mellan tänderna.



TePe® Gingival Gel

Storlek: 20 ml

- Innehåller klorhexidin (0,2 %) för att motverka bakterier och fluorid (0,32 % NaF) för att stärka tandemaljen och skydda känsliga rottytor.
- Utan slipmedel, alkohol och färgämnen.
- Fräsch mintsmaak och mjuk formula.
- Kariesförebyggande effekt.



982 571



982 373



Avänd korken som en skål och doppa borsten i gelen.



TePe® Dental Floss

Längd: 5 m/40 m

- Tandtråd rekommenderas för trånga mellanrum där en interdentalborste inte får plats.
- Expanderbar tråd som anpassar sig till utrymmet och passar olika stora mellanrum.
- Glider enkelt ner mellan tänderna utan att tråda sig tack vare ytbehandling med vax och avokadoolja.
- Fräsch mintsmaak.



642 095 (5 m)



641 230 (40 m)



Dra försiktigt tråden längs med varje tandyta.



TePe® Reseetui

- Praktiskt reseetui för TePe® interdentalborstar, TePe Mini Flosser™ eller TePe EasyPick™.
- Lufthål ger god ventilation så att borstarna kan torka snabbt.
- För hygienisk förvaring under resan.
- Tillverkad av förnybara material genom massbalansmetoden.²



922 428 (med hängare)
922 028



TePe® Bridge & Implant Floss Tandtråd

Antal: 30 st.


- Tjock och flexibel tandtråd för effektiv rengöring.
- Kort längd och styva ändrar ger bra grepp för införande och användning.
- Utmärkt för rengöring av implantat, broar och tandställningar.
- Daglig användning bidrar till friskt tandkött.



672 255



672 655





Made in Sweden

TePe

Daily™
Toothpaste

Cavity prevention

Mild peppermint

With fluoride
Low-foaming
0% SLS
Vegan

Fluorid-Zahnpasta | Milder Minzgeschmack | Wenig Schaum
Fluoride tandpasta | Milde muntsmaak | Laagschuimend
Dentifricio al fluoro | Aroma delicato di menta | Leggero
schiumoso
Dentífrica au Fluor | Saveur menthe douce | Peu moussant

TePe

TePe

Tandborstar och tandkräm

Högkvalitativa, väldesignade, effektiva och samtidigt skonsamma mot tänder och tandkött. TePes tandborstar finns i olika modeller, storlekar, strån och färger för att göra den dagliga munvården enkel och användarvänlig för personer i alla åldrar.


Och vad skulle tandborstar vara utan tandkräm? Vi är stolta över att kunna erbjuda vårt eget sortiment av tandkrämer som perfekt kompletterar våra tandborstar. TePes Daily- och Pure-serier erbjuder mild fluorid tandkräm för hela familjens olika behov och för personer med känslig eller torr mun.

En rutin, 3 enkla steg – för ett friskare leende

Börja alltid med att göra rent mellan dina tänder för att avlägsna plack. Att använda en interdentalborste eller tandtråd är det mest effektiva sättet att avlägsna plack mellan tänderna.



Tungskrapan är rena trollstaven mot dålig andedräkt! TePes tungskrapa har tre blad för trippel rengöringseffekt. Den är enkel att använda, avlägsnar bakterier med bara några få drag och förebygger dålig andedräkt.



Börja med att borsta insidan av tänderna för att se till att du tar lika väl hand om insidan som utsidan. Borsta två gånger om dagen i två minuter för optimal avlägsnande av plack och fördelning av fluorid.




TePe Supreme™ – avlägsnar plack effektivt och skonsamt

Vår innovativa tandborste når bättre tack vare borstens design med två strån i två nivåer. De längre stråna rengör längre in mellan tänderna och längs tandköttskanten, medan de kortare stråna rengör resten av tanden. Utvecklad i nära samarbete med tandvården. Och förresten, skaften till alla våra tandborstar är tillverkade av förnybara material genom massbalansmetoden.²



Unik design med strån i två nivåer för god åtkomlighet.



Kan vinklas efter uppvärmning i varmt vatten för bättre åtkomlighet.

Greppvänligt skaft med bekväm tumplatta för extra komfort.

Avsmalnande borsthuvud och topprundade strån.



TePe Supreme™

Storlek: Regular
Strån: Soft

- Unik design med strån i två nivåer för god åtkomlighet.
- Greppvänligt skaft med bekväm tumplatta för extra komfort.



x1



x3



x1

351 601

351 201

352 101



TePe Supreme™ Compact

Storlek: Compact
Strån: Soft

- Unik design med strån i två nivåer för god åtkomlighet och greppvänligt skaft med bekväm tumplatta.
- Lämplig för ungdomar eller vuxna som föredrar ett mindre borsthuvud.



x1



x1



x3

391 602

392 102

391 202



TePe Nova™

Storlek: Regular
Strån: Extra soft (rosa), soft (gul)

- Längre borstspets och topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Greppvänligt skaft med bekväm tumplatta för extra komfort.



x1
311 697
Extra
soft



x1
311 698
Soft



x1
312 197
Extra
soft



x1
312 198
Soft

311 697
Extra
soft

311 698
Soft

312 197
Extra
soft

312 198
Soft



4x2 – en tumregel värd att minnas



Använd ca 2 cm fluorid tandkräm för vuxna.

(Barn 0–2 år: en klick lika stor som ett riskorn.
3–6 år: en klick lika stor som en ärtä)



Borsta tänderna morgon och kväll.



Borsta i minst två minuter.




Undvik att äta eller dricka i två timmar efter borstning för att fluoriden ska få bäst effekt.

TePe Select™ Regular

Storlek: Regular

Strån: Extra soft och soft

- Avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Skaft med greppvänlig design.




TePe Select™ Compact

Storlek: Compact

Strån: Extra soft och soft

- Mindre, avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Passar barn och vuxna som föredrar ett mindre borsthuvud.



Storlek: Regular

Strån: Soft



- Avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Skaft med greppvänlig design.



Storlek: Compact

Strån: Extra soft

- Mindre, avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Lämplig för barn eller vuxna som föredrar ett mindre borsthuvud.



TePe Mini™ Bolibompa

Storlek: Mini

Strån: Extra soft

- Extra litet, avsmalnande borsthuvud och topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Rekommenderas från första tanden.



301 686
Extra soft



301 386
Extra soft



301 186
Extra soft



TePe Mini™

Storlek: Mini

Strån: Extra soft och soft

- Extra litet, avsmalnande borsthuvud och topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Rekommenderas från första tanden.
- Tillgänglig med eller utan lekfulla tryck framtagna av svenska Isa Form.



382 687
Extra soft
(tryck)



382 120
Soft
(ej tryck)



382 110
Extra soft
(ej tryck)



382 310
Extra soft
(tryck)



Nya
tryck



TePe Kids™

Storlek: Compact

Strån: Extra soft och soft

- Tandborste med färgglada tryck.
- Mindre, avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.



339 691
Extra soft



339 692
Soft



339 160
Extra soft



339 161
Soft



339 470
Extra soft



Nya
tryck



TePe Kids™ Sommarskuggan

Storlek: Compact

Strån: Extra soft och soft

- Tandborste med färgglada tryck.
- Mindre, avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.



331 610
Extra soft



331 210
Extra soft





TePe Choice™ – behåll träskafet, byt borsthuvudet

TePe Choice är en innovativ och användarvänlig tandborste med ett återanvändbart skaft av svenskt bokträ och tre utbytbara borsthuvuden.

Storlek: Regular

Strån: Soft

- Avsmalnande borsthuvud för god åtkomlighet.
- Växtbaserad ytbehandling av skaftet för att minska vattenabsorption.
- Mjuka, topprundade strån för mild och effektiv rengöring.
- Borsthuvud tillverkat av förnybara material genom mass-balansmetoden².



361 820

TePe Classic™

Storlek: Regular
Strån: Soft

- Skaft med greppvänlig design.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- För dem som föredrar ett större borsthuvud.



342 120
Soft



341 420



TePe PlaqSearch™

Storlek: 10 tabletter/förpackning

- Infärgningstablett som snabbt och enkelt synliggör plack.
- Två olika färgindikatorer.
- Pedagogiskt hjälpmedel för en förbättrad munhygien.



992 676



992 680



Särskiljer ny (röd)
och gammal (blå)
plack.




TePe® Extra Grip

- Ger ett bekvämt, stabilt grepp och underlättar för personer med nedsatt handmotorik.
- Passar serien Select och specialborstarna.
- Det är enkelt att knacka i och ur borsten mot t.ex. en bordsyta.
- Väger endast 30 gram.
- Tillverkad av förnybara material genom massbalansmetoden.²



912 210



Knacka i och ur borsten
mot t.ex. en bordsyta.



TePe® Tandborsthuv

- Litet och praktiskt tandborstskydd.
- Lufthål gör att tandborsten kan torka snabbt.
- Passar alla TePes tandborstar och specialborstar (förutom specialborstarna Denture Care och Classic).
- Tillverkad av förnybara material genom massbalansmetoden.²



921 029



922 024





TePe Daily™ Tandkräm

En högkvalitativ tandkrämsserie med alternativ för hela familjen. Den förebygger karies, är skonsam för munnen och helt utan onödiga tillsatser. TePe Daily finns i tre varianter med anpassad fluoridnivå för vuxna, barn och bebisar.

TePe Pure™ Tandkräm

TePe Pure är rätt val för känslig munslimhinna och torr mun. En skonsam tandkräm utan skum- och färgämnen, med mycket mild smak eller utan tillsatt smak.



Bra Miljöval

Vi är stolta över att ha den enda tandkrämen i Sverige med denna miljömärkning.

	TePe Daily™	TePe Pure™ (pepparmint)	TePe Pure™ (utan tillsatt smak)
Kariesförebyggande	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Känslig slemhinna		✓✓	✓✓✓
Torr mun		✓✓✓	✓✓✓
Känslig mot SLS	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Sensoriska problem*		✓	✓✓✓
Smak	Mild pepparmint	Extra mild pepparmint	Utan tillsatt smak
Skum	Lätt skummande	Utan skummedel	Utan skummedel
Färg	Vit	Utan färgämnen	Utan färgämnen

* Exempelvis inom patientvård eller hos personer med funktionsvariation/ funktionsnedsättning. Lämplig för barn från 7 år.

TePe Daily™ Baby

Natriumfluorid: 1 000 ppm F⁻

Storlek: 50 ml, 15 ml

Ålder: Upp till 6 år

- Enklare att borsta tänderna utan skum.
- Utan tillsatta smak- eller färgämnen.
- Vegansk, SLS-fri.



x1
50 ml
801 112

x1
15 ml
801 212



Använd en klick fluorid tandkräm lika stor som ett riskorn för åldrarna 0–2 år.



TePe Daily™

Natriumfluorid: 1450 ppm F⁻

Storlek: 75 ml, 15 ml

Ålder: Från 7 år

- Lätt skummande.
- Mild smak av pepparmint.
- Vegansk, SLS-fri.



75 ml
801 110



15 ml
801 210



• Använd 2 cm fluorid tandkräm.



TePe Pure™ Mild pepparmint

Natriumfluorid: 1450 ppm F⁻

Storlek: 75 ml, 15 ml

Ålder: Från 7 år

- Skummar inte.
- Extra mild pepparmintsmak.
- Utan färgämnen.
- Vegansk, SLS-fri.



75 ml
811 114



15 ml
811 214



• Använd 2 cm fluorid tandkräm.



TePe Daily™ Kids

Natriumfluorid: 1000 ppm F⁻

Storlek: 75 ml, 15 ml

Ålder: Upp till 6 år

- Enklare att borsta tänderna utan skum.
- Extra mild pepparmintsmak.
- Vegansk, SLS-fri.



Använd en klick fluorid tandkräm lika stor som en ärtä för åldrarna 3–6 år.



75 ml
801 111
Bolibompa



75 ml
801 165
Sommarskuggan



15 ml
801 211



TePe Pure™ Utan tillsatt smak

Natriumfluorid: 1450 ppm F⁻

Storlek: 75 ml, 15 ml

Ålder: Från 7 år

- Skummar inte.
- Utan tillsatt smak.
- Utan färgämnen.
- Vegansk, SLS-fri.



75 ml
811 113



15 ml
811 213



• Använd 2 cm fluorid tandkräm.



Torr mun

Muntorrhet är ett ofta förbiset problem som drabbar 1 av 5 personer.³ Det är nära kopplat till munhälsa. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna viktiga pusselbit för bättre munhälsa, med en mängd olika produkter som ger en återfuktande och behaglig känsla, samt skyddar tänderna.

Vad säger personer som upplever muntorrhet?⁴



26%

säger att muntorrhet gör det **svårt att tala**



33%

av de som påverkas i det dagliga livet säger att deras **självförtroende påverkas negativt**

Av de som är hårdast drabbade säger

35%

att det **påverkar deras sömn**



62%

pratar inte om sina problem med muntorrhet

Vissa sjukdomar, mediciner och även klimakteriet kan orsaka muntorrhet



Hjälp vid torr mun

Nu erbjuder TePe produkter för personer som är drabbade av muntorrhet. Produkterna återfuktar, lugnar och fräschar upp, när du än behöver det. Den återfuktande munsköljen innehåller även fluorid och skyddar tänderna mot karies. På grund av munsköljens höga fluoridhalt rekommenderar vi att den används 1–2 gånger per dag, helst inte i samband med tandborstning, för extra skydd mot karies.

Med eller utan smak?

Vi rekommenderar de icke-smaksatta produkterna för personer med liten eller ingen salivproduktion och mycket känslig eller skadad munslimhinna.



TePe® Hydrating Mouthwash Mild äpple/pepparmint

Natriumfluorid: 0,2 %

Salivstimulerande och återfuktande ingredienser:

Äppelsyra, betain och glycerin

Storlek: 500 ml

Ålder: Från 12 år

- Återfuktar slemhinnan och ger en behaglig känsla i munnen.
- Salivstimulerande.
- Mild smak av äpple och pepparmint.
- Kan användas två gånger om dagen.
- Praktisk doseringskopp.



832 314



TePe® Hydrating Mouthwash Utan tillsatt smak

Natriumfluorid: 0,2 %

Återfuktande ingredienser: Glycerin

Storlek: 500 ml

Ålder: Från 12 år

- Återfuktar slemhinnan och ger en behaglig känsla i munnen.
- Mild och utan tillsatta smakämnen.
- Utan alkohol.
- För mycket känsliga munnar.
- Kan användas två gånger om dagen.



832 313



TePe® Hydrating Mouth Gel Mild pepparmint

Kariesförebyggande ingredienser: Xylitol

Återfuktande ingredienser: Betain och glycerin

Storlek: 50 ml

Ålder: Alla åldrar

- Återfuktar och smörjer munslimhinnan och ger en omedelbar mildrande känsla.*
- Praktisk och hygienisk att använda "på språng".
- Används vid behov, dag och natt.
- En fräsch känsla av mild pepparmint.



TePe® Hydrating Mouth Gel Utan tillsatt smak

Kariesförebyggande ingredienser: Xylitol

Återfuktande ingredienser: Betain och glycerin

Storlek: 50 ml

Ålder: Alla åldrar

- Återfuktar och smörjer munslimhinnan och ger en omedelbar mildrande känsla.*
- Praktisk och hygienisk att använda "på språng".
- Används vid behov, dag och natt.
- Mild utan tillsatta smakämnen.



TePe® Hydrating Mouth Spray Mild äpple/pepparmint

Kariesförebyggande ingredienser: SMFP 40 ppm F,
Xylitol

Salivstimulerande och återfuktande ingredienser:

Äppelsyra och glycerin

Storlek: 50 ml

Ålder: Från 12 år

- Salivstimulerande och ger en behaglig känsla i munnen.
- Praktiskt att använda "på språng".
- Använd upp till 20 gånger per dag. Lämplig att använda under dagen.
- Mild äpple/pepparmint.



TePe® Lubricating Mouth Spray Utan tillsatt smak

Återfuktande ingredienser: Solrosolja

Storlek: 50 ml

Ålder: Alla åldrar

- En smörjande munspray för mycket torra munnar.
- Praktiskt att använda "på språng".
- Används vid behov.



*Varaktigheten av den återfuktande känslan är individuell; personer med mycket torr mun upplever ofta en mer långvarig effekt.

Nyhet

Specialborstar

Visdomständer, implantat, kronor/broar eller tandställning
– oavsett behov kan TePes produkter underlätta rengöringen.
TePe erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa
munhälsoprodukter med utmärkt funktionalitet för
personer med specifika munhygienbehov.



TePe Special Care™

Storlek: Regular (röd) och Compact (blå)
Strån: Ultra soft

- För dem med extremt öm eller känslig mun efter trauma, strålbehandling eller oral kirurgi.
- 12 000 (Regular) och 9 000 (Compact) ultramjuka strån för ytterst skonsam rengöring.
- Rekommenderas som första borsten efter oralkirurgi.*



452 357
Regular



452 150
Regular



452 151
Compact

*Rådfråga alltid tandvårdspersonal om postoperativ borstning.



TePe Gentle Care™

Storlek: Regular
Strån: Super soft

- För dem med muntorrhet, ömtålig mun slemhinna och känsliga tandhalsar.
- Supermjuka strån för skonsam rengöring.
- Rekommenderas som andra borsten efter oralkirurgi.*



462 368



462 150



TePe® Denture Care

Storlek: Regular

- För effektiv och säker rengöring av avtagbara proteser.
- Skaftet kan böjas för bättre grepp och åtkomlighet.
- Utformad för att efterlikna en vanlig tandborste.



422 368



Långa, kraftiga strån för effektiv och säker rengöring av proteser.



TePe® Tongue Cleaner

- Tre blad för trippel rengöringseffekt.
- Förbygger dålig andedräkt (halitosis).
- Avlägsnar bakteriebeläggningar effektivt.
- Tillverkad av förnybara material genom massbalansmetoden.²



942 385




TePe Compact Tuft™

TePe Compact Tuft är en vinklad borste utformad för bättre åtkomlighet. Den har ett litet borsthuvud med ett kompakt, rundat borstknippe.

Borstens greppvänliga skaft och kompakta, rundade borstknippe gör det enklare att rengöra även de mest svåråtkomliga områden. Och förresten, skaften till alla våra specialborstar är tillverkade av förnybara material genom massbalansmetoden.²

Litet borsthuvud med kompakt, rundat borstknippe.




Kompakt packade strån som känns fasta.



TePe Compact Tuft™

- Optimal för precisionsrengöring.
- Litet borsthuvud med kompakt, rundat borstknippe.
- Kan användas för rengöring vid tandköttens kanten, frambrutande tänder och inflammerade visdomständer.



432 368 432 100



TePe Universal Care™

- Den unikt vinklade halsen ger optimal åtkomlighet vid rengöring av naturliga tänder och implantatets lingual- och palatinaytor.
- Underlättar rengöring i smala och andra svåråtkomliga ytor.
- Topprundade strån för att säkerställa en säker och skonsam rengöring.



472 368



Den vinklade halsen ger åtkomlighet till lingualytan.



TePe Interspace™

Strån: Soft (gul) och medium (blå)


- För effektiv rengöring av furkaturer, implantat, fast tandställning och sista tandens distalyta.
- Borsttippen kan fästas på båda sidor av skaftet.
- Levereras med 12 utbytbara borststippar.



412 364
Soft



412 366
Medium



TePe® Implant Orthodontic Brush


- Extra smalt borsthuvud för bättre åtkomlighet.
- Topprundade strån för skonsam och effektiv rengöring.
- Optimal för rengöring kring implantatets buckalytor och vid fast tandställning.
- Lång och smal hals för bättre åtkomlighet.



442 368



442 100



Effektiv rengöring
kring tand-
ställning.



TePe® Implant Care Kit

Ett kit som innehåller noggrant utvalda produkter utformade för att förenkla borttagning av plack i och kring implantat.

Innehåller följande produkter:

- TePe Compact Tuft™
- TePe Implant Orthodontic™ Brush
- TePe Universal Care™
- TePe® Bridge & Implant Floss (30 st.)
- TePe® Interdentalborstar Extra Soft, mixpack
- Patientfolder.



962 687



TePe® Orthodontic Kit

Kittet innehåller noggrant utvalda produkter för egenvård och lättlästa tips och råd för dem med tandställning.

Innehåller följande produkter:

- TePe Supreme™ Compact
- TePe Compact Tuft™
- TePe® Interdentalborstar, ISO-storlek 4 och 5
- TePe Angle™ Interdental brush, ISO-storlek 4
- TePe EasyPick™, XS/S och M/L - TePe® Orthodontic wax
- Patientfolder.



962 686





Friska leenden för alla

TePe erbjuder ett brett sortiment av produkter som passar alla skeden i livet – från den första tanden till speciella behov som munvård för tandställningar och implantat. Du hittar våra produktrekommendationer på följande sidor.



Barn- och ungdomar

För ett friskt leende som varar hela livet föreslår vi att man bör börja med tandborstning så snart den första tanden börjar växa fram. Rekommendationen är ofta att interdental rengöring ska introduceras under tonåren.



TePe Supreme™
Compact



TePe Select™
Compact

TePe Compact
Tuft



TePe Mini™



TePe PlaqSearch™

En förutsättning för en frisk mun är daglig interdental rengöring och tandborstning. Tandvårdspersonal spelar en viktig roll i att motivera patienter och rekommendera rätt produkter för effektiv egenvård.

Daglig munvård



TePe® Tungskrapa	TePe Mini Flosser™	TePe Supreme™	TePe® Dental Floss
			
			
			
TePe Angle™	TePe EasyPick™	TePe® Gingival Gel	TePe® Interdental borstar



Implantat

Rätt råd om lämpliga produkter och rengörings-
tekniker kan göra stor skillnad för implantatets livslängd.
Daglig rengöring bidrar till att förebygga sjukdomar
relaterade till tandimplantat.



TePe® Interdental
borstar



TePe Compact
Tuft™

TePe® Implant
Orthodontic




TePe Universal
Care™

TePe® Bridge
& Implant Floss



TePe®
Denture Care



TePe EasyPick™

Fast tandställning kan leda till att plack snabbt samlas runt fästen (brackets), band och ställigaturen. För ett friskt leende är det viktigt att skapa en bra egenvårdsrutin som bidrar till att förebygga gingivit och karies.

TePe Universal Care™





TePe Supreme™ Compact




TePe Interspace™



TePe PlaqSearch™



TePe® Interdental borstar



TePe® Implant Orthodontic



TePe Compact Tuft™



TePe EasyPick™



Läs om den senaste forskningen och nyheter från TePe

Registrera dig för våra nyhetsbrev



Artiklar



Föreläsningar



Webbinarium



Nyhetsbrev



Evenemang



Delat material



TePes nyhetsbrev för tandvården

TePe skickar ut nyhetsbrev riktade mot tandvården på svenska och engelska. Här kan du ta del av vetenskapliga rön och produktnyheter. Ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad om branschen. Registrera dig idag!

TePe Nordics nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev på svenska med de senaste uppdateringarna från TePe Nordic, inklusive information om mäs-

sor samt produkt- och branschnyheter. Skickas ut 12 gånger per år och riktar sig mot studenter och yrkesverksamma inom tandvården.

Clinical Update - Bites of Science

Fyra gånger om året förser vi dentalprofessionen och studenter med inspirerande material att tillämpa i kliniken. Vi erbjuder vårt nyhetsbrev Simply Science, ett webinarium och tips och tricks.

Utforska vår
kunskapsplattform på
tepe.com



Skanna QR-koden
för att registrera dig

Vårt globala Clinical and Education Team:

Lina Gassner Kanters, leg. tandhygienist

Clinical and Education Advisor

Michaela von Geijer, tandläkare

Clinical and Education Advisor

Sanjay Haryana, tandläkare

Clinical and Education Advisor

Vi bistår kliniker med kunskap, tips och tricks för att uppnå bättre efterlevnad och behandlingsresultat.





Kliniklåda

- Praktisk förvaring av TePes interdentalborstar på kliniken.
- Åtta löstagbara fack för IDB Original och Extra Soft, och 4 fack för TePe Angle. Varje fack rymmer 15 borstar.
- Information gällande användning och borststortlekar medföljer.

IDB Original /Extra soft	TePe Angle™	IDB Original	TePe Angle™
x1	x1	x1	x1
922 045 (tom)	922 041 (tom)	922 045K (fylld)	922 044 (fylld)

TePe® Dental Model

- För demonstration och instruktion för patienter.
- Tandmodellen visar trängsel, olika interdentala mellanrum, furkationer, erupperande visdomständer och tandförlust.
- Kan färgmarkeras med en icke-permanent penna.
- Lämplig för de produktväskor som visas nedan.



952 051

Levereras i en brun kartongförpackning.

TePe® Demoväska

Innehåller de flesta av våra produkter för att visa variationen i produktsortimentet. Innehåller extra utrymme för marknadsföringsmaterial och produktprover. Försluts med dragkedja. Bär den enkelt med axelremmen eller handtaget.



952 056

Profiltryck

Tryck klinikens logotyp och ett budskap på en tandborste och sprid information om era tjänster, samtidigt som ni främjar bättre munhälsa. TePes profiltryck ger kliniker en utmärkt möjlighet att marknadsföra sig. För mer information kontakta print@tepe.com



Logotyp, motiv och budskap kan tryckas på våra tandborstar i serierna Select, Select Compact, Colour Compact och Mini. Välj mellan olika tryck- och skaftfärger för en unik design.



Marknadsmaterial

TePe erbjuder informations- och utbildningsmaterial för att bidra med motivation till god egenvård för patienter. Våra produktställ presenterar sortimentet överskådligt och tilltalande på kliniken.





Papperspåse

Artikel nr: 256 INT



Mini Display

Artikel nr: 931 031
Plats för 6 tandborstar och
9 interdentalborstar.
Plexiglas.



Tandborst Display

Artikel nr: 931 029
Plats för 13 tandborstar
(Select-serien).
Plexiglas.



Interdentalborstar Display

Artikel nr: 931 035
Plats för 15 interdentalborstar.
Plexiglas.



Golvställ, metall

Artikel nr: 931 054
Golvställ på hjul. 21 spjut, 1 hylla
och 2 folderhållare.



Dispenser för Mini Flosser/ Dental floss

Artikel nr: 622 570 (Mini flosser, 120 st.)
642 571 (Dental floss, 80 st.)



EasyPick Dispenser box

Artikel nr: 242 261 (XS/S) 242 262
(M/L) 242 263 (XL)
242 264 (mix XS/S, M/L)
Dispenser för produktprover:
EasyPick. 200 x 2-pack ingår.



EasyPick Display

Artikel nr: 221INT
Bordsdisplay, kartong
Plats för 3 SRP (shelf ready
packaging) EasyPick.



Golvställ, kartong

Artikel nr: 932 092
Golvställ. 4 hyllor.
Höjd: 164,5 cm. Bredd: 50
cm. Djup: 37,5 cm



Väggsställ, metall

Artikel nr: 931 053
Väggställ 12 spjut. 1 hylla.
(Plastbehållare beställs separat,
artikelnummer 931 038).



Bordsställ, metall

Artikel nr: 931 055
Roterande bordsställ. 8 spjut.



Bordsställ, kartong

Artikel nr: 932 091
Plats för 2 SRP.
(Ställ för tandkräm beställs
separat, artikelnummer 932 094).

*Observera att den visuella designen kan ändras.

FSC



STHF och TePe samverkar för att främja en god munhälsa



TePe är certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

intertek

TePe Munhygienprodukter AB

Bronsåldersgatan 5 | 213 76 Malmö, Sweden

Tel +46 (0)40 670 11 05

info.nordic@tepe.com | www.tepe.com

All trademarks herein are the property of TePe Munhygienprodukter AB.

